


Paulo Gonçalves Rodrigues

De: Licitações - DC HEART <licitacoes@dcheart.com.br>
Enviado em: terça-feira, 3 de julho de 2018 09:49
Para: pregao@augustopestana.rs.gov.br
Assunto: Pedido de Esclarecimento PE 17/2018 - Prefeitura de Augusto Pestana - RS
Prioridade: Alta

Prezados, bom dia!



DC HEART DESFIBRILADORES E SISTEMAS MÉDICOS LTDA., sociedade com sede na cidade de Nova Lima, na Avenida Regent, 600, Térreo, Aplhville, Minas Gerais, CEP 34018-000, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 13.676.954/000160, vem à presença de V. Sa., nos termos do item abaixo do Edital do **PREGÃO Nº 17/2018** solicitar os seguintes esclarecimentos:

Item 16 - Desfibrilador externo automático

Desfibrilador externo automático: Comando de viva-vos na língua portuguesa; Possui forma de onda Bifásica com escala de energia até 200 joules, com tempo de carga inferior a 8 seg. para 150 joules e inferior a 12 seg. para 200 joules; Acompanha Metrônomo interno auxiliando o usuário no ritmo da RCP; leds que acompanham o que se passa no vivavos indicando procedimento correto; pás integradas ao equipamento o tornando sempre pronto para uso; memória interna com capacidade de armazenamento de 45 minutos de ECG com conexão via entrada USB; **1 par de pás com baterias integradas.**

O descritivo solicita **pás com baterias integrada**, esta característica é específica do fabricante HeartSine – Samaritan como o próprio descritivo diz: **HeartSine Samaritam Pad Modelo 300p**, o único fabricante que possui pás com bateria integrada. Ressaltamos que as pás com bateria integrada é de utilização única e após sua utilização serão descartados o conjunto incluindo a bateria, o que implica em um custo adicional ao Órgão.

Todos os fornecedores nacionais e até mesmo importados possuem eletrodos descartáveis e não contém bateria integrada, logo a solicitação restringe a participação de outros fabricantes como a Cmos Drake, Instramed, Philips, entre outros.

Abaixo página do manual do Samaritan:

Preparação para Uso

Instalação do Pad-Pak™


O Pad-Pak™ inclui a bateria e os eletrodos de desfibrilação em um único cartucho. Consulte a data de validade na etiqueta adesiva.

Instalação 1

Retire o Pad-Pak™ da embalagem e posicione-o, juntamente com o SAM 500P, numa superfície plana.



Empurre o Pad-Pak™ na abertura até ouvir um "clique", indicando que está encaixado corretamente. Após a instalação correta do Pad-Pak™ o indicador de estado dos eletrodos começará a piscar em verde a cada 5 segundos.



Não abra a bandeja do Pad-Pak™ ou as embalagens de proteção dos eletrodos de desfibrilação até o momento de serem usados em atendimento de emergência a um paciente.

Instalação 2 – Teste o SAM 500P



▶ Pressione o botão ON (LIGAR)
Você deverá ouvir as seguintes instruções de áudio:



Doente adulto ou doente pediátrico



Chamar a assistência médica



Desligue pressionando o botão OFF (DESLIGAR)

Instalação 3

Guarde o SAM 500P no estojo de transporte. Para saber mais sobre os estojos de transporte, entre em contato com a HeartSine ou com o distribuidor.



Diante do exposto, solicitamos que sejam aceitos equipamentos onde a bateria é alocada no próprio DEA, visto que solicitação de **pás com baterias integradas** restringiu a participação no certame.

Atenciosamente;

Thaís Pereira

Assistente de Licitações

(31) 3547-3969

